

FICHE PRODUIT



Lampe d'opération mobile à lumière froide, avec batterie de secours

Référence : SOC-955364

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe d'opération mobile à lumière froide, avec batterie de secours

La lampe d'opération mobile à lumière froide, modèle YD01-IE répond aux exigences d'éclairage pour les opérations chirurgicales dans des circonstances particulières ou lorsqu'il n'y a pas d'alimentation électrique.

En cas de panne de courant du réseau électrique ou pour d'autres raisons, alimentation électrique d'urgence prends le relais.

Données techniques :

- Illumination : $\geq 12\,000$ Lux
- Température de couleur : 3500 ± 500 K
- Indice de réduction de couleur (Ra): 92
- Profondeur d'éclairage : ≥ 600
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance nominale de l'ampoule : 24V / 25W
- Puissance d'importation : 56VA
- Diamètre de la tête de lampe : 140mm
- Temps de travail (h) : ≥ 300
- Ampoule : Source de lumière froide
- Autonomie de la batterie de secours : 3 heures
- Dimension (cm) : 123 x 34 x 23
- Poids Net/Brut : 14/19 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-mobile/10843-lampe-d-operation-mobile-a-lumiere-froide-avec-batterie-de-secours.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com