

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération mobile à LED 5 réflecteurs, avec batterie de secours

Référence : SOC-955368

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe d'opération mobile à LED 5 réflecteurs, avec batterie de secours

Excellente lumière froide: Avec source de lumière froide à LED, sans augmentation de la température.

Excellente qualité de lumière du jour et d'IRC répondant aux besoins d'illumination des médecins.

Longue durée de vie : la durée de vie des LED est de 50 000 heures.

Économie d'énergie et respectueux de l'environnement.

Données techniques :

- Illumination (Lux) : $\geq 100\,000$
- Température de couleur (K) : 4800 ± 300
- Profondeur d'éclairage (mm) : ≥ 500
- Dimension du champ lumineux (mm) : 160 – 220

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance nominale des ampoules : 3.2V / 1W (40 ampoules LED)
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
- Durée de vie des ampoules LED (h) : $\geq 50\,000$
- Autonomie de la batterie de secours : 7 heures
- Poids Net/Brut : 54/42 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/10847-lampe-d-operation-mobile-a-led-5-reflecteurs-avec-batterie-de-secours.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com