

FICHE PRODUIT



Chariot medical, Modèle YC01J7

Référence : SOC-TIA-YC01J7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot medical, Modèle YC01J7

- L'armature principale de ce chariot est en acier de 2 mm recouvert de jet en plastique. c'est un nouveau modèle facile à déplacer.
- Dix boîtes transparentes peuvent être montées dans la partie supérieure du chariot pour déposer de petits instruments et des objets.
- Il peut supporter jusqu'à 100 kg. La surface de l'appareil, fabriquée à base de chemsurf est anti-bactérienne et anti-corrosive.
- Six tiroirs de tailles différentes pouvant être utilisés pour conserver différents objets. ces tiroirs sont divisés par des barres. Ils sont équipés de rails de bonne qualité qui coulissent parfaitement. (Le nombre de tiroirs peut être à la demande du client, ainsi qu'un support pour écran plat sélectionnable).
- Dimensions globales: 622 x 560 x 1 050 (mm)
- Dimensions d'expédition: 722 x 660 x 1 200 (mm)
- Emballage: Caisse en bois.
- Poids net: 48 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/1085-chariot-medical-modele-yc01j7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com