

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire Modèle Olympus CX23

Référence : SOC-CX23LED

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Applications: Etudes Histopathologie et Cytologie

- Facile à utiliser et adapté pour les salles d'étude.
- Champ d'observation clair et sombre.
- Large champ de vision (FN 20).
- LED, ne nécessite aucun entretien (20.000 heures durée de vie).
- Compatible à la gamme de caméras microscopique Olympus

Composant du pack : Objectif 4x, 10x et 40x

En option : Objectif 20x ou 100x.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/10850-microscope-binoculaire-modele-olympus-cx23.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com