

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération plafonnière double coupoles, 17 reflecteurs

Référence : SOC-955372

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe d'opération plafonnière double coupoles, 17 reflecteurs

Equipé d'un dispositif d'équilibrage professionnel intégré, qui le rend stable et fiable.

Les contours aérodynamiques ont un faible coefficient d'amortissement d'air, qui est utilisé dans les salles d'opération exigeant une purification.

Eclairage et température de couleur adaptés, fournissent d'excellente performance optique.

Cette lampe est conçue à base de matériau en alliage d'aluminium, le positionnement de la tête de la lampe est facile et flexible. Le système électrique est séparé, ce qui le rend plus fiable.

Données techniques :

- Illumination : 5 réflecteurs : $\geq 50\,000$ Lux ; 12 réflecteurs : $\geq 120\,000$ Lux
- Température de couleur : 4000 ± 500 K
- Profondeur d'éclairage (mm) : ≥ 600

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimension du champ lumineux (mm) : 160 – 220
- Puissance nominale de l'ampoule : 24V / 25W
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
- Puissance nominale : 450 W
- Ampoules : Source de lumière froide
- Irradiance totale : 5 réflecteurs : 490 W/m² ; 12 réflecteurs : 718 W/m²
- Dimension d'installation la plus basse : 2900 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/operation-plafonnier/10851-lampe-d-operation-plafonniere-double-coupoles-17-reflecteurs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com