

FICHE PRODUIT



Microscope binoculaire Modèle Olympus CX33

Référence : SOC-CX33LED

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Applications: Etude Histopathologie, Cytologie, Hématologie, Paludisme et Tuberculose

- Confortable et efficace pour les tâches de routine cliniques
- Champ d'observation clair et sombre.
- Large champ de vision (FN 20).
- Position basse de l'Ergo-Stage pour un meilleur confort de l'utilisateur.
- Éclairage LED, ne nécessite aucun entretien (60.000 heures durée de vie).
- Compatible à la gamme de caméras microscopique Olympus

Composant du pack : Objectif 4x, 10x et 40x

En Option : Objectif 20x ou 100x.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/10854-microscope-binoculaire-modele-olympus-cx33.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com