


FICHE PRODUIT

Appareil de mammographie analogique ASR-3000

Référence : SOC-ASR3000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications de L'Appareil de mammographie ASR-3000

Votre meilleur choix pour l'examen des seins

Faible dosage : réduit considérablement les risques de rayons X pour les patients et les opérateurs

Image de haute qualité : La technologie de géométrie courte améliore la définition de l'image au maximum ; Le test fantôme professionnel assure la qualité de l'image
Conception de soins humains

Paramètre d'exposition : Manuel et AEC (Contrôle d'exposition automatique)

Compression intelligente à plusieurs vitesses : réduit considérablement la douleur des patients

Facile à utiliser : interrupteurs à main et à pied

Sûr et fiable : Le dispositif de décompression manuelle aide à libérer le compresseur rapidement en cas de coupure accidentelle. L'appareil possède un Indicateur d'erreur

Extension de fonction: Numérisé indirectement en se connectant avec divers CR; Il peut être utilisé comme équipement monté sur chariot

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-mammographie/10868-systeme-de-mammographie-analogique-asr-3000.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL




9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com