

FICHE PRODUIT

Appareil de radiographie numérique ASR-6150C (F) monté sur sol

Référence : SOC-ASR6150C

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications de L'Appareil de radiographie numérique ASR-6150C (F)

Chaîne d'image de haute qualité: Un puissant poste de travail intégré, une interface conviviale et un flux de travail rationalisé assurent un fonctionnement pratique et efficace

Application clinique complète: ASR-6150C (F) permet de répondre à une gamme complète de besoins de photographie clinique de toutes les parties, tout type de corps, tout angle et tous les positionnements. Il rend facile la réalisation des examens des patients handicapés, tels que les patients en fauteuil roulant et civière.

Contrôle intelligent flexible et efficace: L'écran tactile à proximité et les commandes de la console à distance forment un fonctionnement bimode intelligent. Les opérateurs peuvent ajuster les paramètres d'exposition et confirmer le positionnement et l'information du patient par écran tactile à proximité sur la base de l'état des patients

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ecran FPD portable multifonctionnel: Grace à sa taille maximale de 17 x 17 pouces, il peut être placé dans la table intégrée flottante du patient pour effectuer tous les examens radiographiques en décubitus dorsal et latéral. Il peut également être placé en position poitrine droite pour toute radiographie debout. En outre, il peut être placé sur le sol, derrière le dos du patient et dans toutes autres positions pour compléter la photographie.

Station de travail intégrée et flux de travail efficace: L'acquisition d'image et le post-traitement intégré combinent enregistrement, acquisition, stockage, reporting, impression, transmission, interrogation et autres fonctions pour un interface utilisateur interactif convivial, un processus d'utilisation simple et convivial. En attendant, il peut pleinement répondre aux normes DICOM3.0 et atteindre une connexion transparente interface, processus d'opération simple et convivial. En attendant, il peut pleinement répondre aux normes DICOM3.0 et parfaitement se connecter aux systèmes HIS / RIS / PACS

L'innovation de services crée une valeur maximale pour les clients: Réponse du service dans les 24 heures, service de soutien en ligne, stations de service après vente

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/10869-systeme-de-radiographie-numerique-asr-6150c-f.html>






SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com