

FICHE PRODUIT



Tabouret de laboratoire

Référence : SOC-TIA-YC99J2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

* Structure principale en acier chromé. * Siège en cuir synthétique. * Dimensions globales: 380 mm x 480 mm x 680 mm. * Dimensions d'Expédition: 400 mm x 400 mm x 500 mm. * Poids : 15 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/1087-tabouret-de-laboratoire-modele-yc99j2.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com