

FICHE PRODUIT

Table d'opération Hydraulique avec billot élévateur intégré Modèle HF3008ABK

Référence : SOC-HFMH3008ABK

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

Longueur / largeur : 2010 mm / 500 mm

Elévation (haut/bas) : 760 mm / 1010 mm

Trendelenburg : 22°

Anti-Trendelenburg : 22°

Inclinaison latérale : 20 °/20°

Repose tête (haut/bas) 60 °/70°

Plaque jambière (haut/bas) 85 °/ 90°

Plaque dorsale (haut/bas) 75 °/15°

Distance élévation du billot: jusqu'à saillant $\leq 135^\circ$

Elévation du billot : 120 mm

Accessoires standards**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- 1 Moniteur d'anesthésie
- 2 Repose-épaules
- 2 Accoudoirs
- 2 Supports de taille
- 2 Béquilles de genou
- 2 Repose-pied
- 2 longues glissières

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-d-operation-hydraulique/10876-table-d-operation-hydraulique-modele-hf3008ab.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com