

FICHE PRODUIT

Chariot d'urgences reanimation, Modèle YC20J

Référence : SOC-TIA-YC20J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **Chariot d'urgences reanimation, Modèle YC20J** est adéquat pour le rangement dans les salles de réanimations et les salles d'hospitalisation. La table du dessus peut coulisser des deux côtés. Une casserole de médecine démontable est placée à l'intérieur; chaque grille a une fente d'étiquette, et 24 de ces grilles ont une taille de 60 mm x 55 mm, et 24 autres avec une taille de 55 mm x 55 mm. L'un des niveaux est un grand tiroir avec un système de verrouillage et de dimensions : 512 mm x 360 mm x 120 mm.

Matière et Dimensions:

- Dimensions des battants dans la partie inférieure de l'appareil : 433 mm x 590 mm.
- Poignets situés du côté gauche de l'appareil fabriqués à partir d'ABS avec 25 mm d'épaisseur.
- Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- 1er tiroir : tiroir pour médicaments avec deux compartiments et de dimensions : (L) 590 mm x (l) 385 mm x (H) 120 mm.
- 2eme tiroir : (L) 590 mm x (l) 385 mm x (h) 100 mm.
- Double battants : (L) 590 mm x (l) 385 mm x (h) 360 mm.
- Poignet utilisé pour pousser l'appareil fait en acier enduit de plastique roulé à froid.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

accessoires : (L) 632 mm x (l) 422 mm x 877mm.

- Dimensions globales : 700 mm x 445 mm x 880 mm.
- Dimensions d'expédition : 800 mm x 545 mm x 1 050 mm.
- Poids d'expédition : 58 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/1088-chariot-d-urgences-reanimation-modele-yc20j.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com