

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération plafonnière deux coupoles ZF700/700

Référence : SOC-955385

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe d'opération plafonnière deux coupoles ZF700/700

Le panneau est fabriqué à base de plastique anti-balle allemande par le moulage par injection, ce qui rend la lumière douce et plus fiable.

Equipé d'un bras de suspension importé, qui est léger et pratique ; six articulations disponible, se déplacent ensemble et en douceur.

Sa conception universelle de 360° peut satisfaire diverse hauteur et angle requis en salle d'opération.

Données techniques :

- Illumination : $\geq 150,000\text{Lux}$ / $\geq 150,000\text{Lux}$
- Température de couleur : $4000 \pm 500\text{K}$
- Indice de réduction de la couleur (Ra) : 94

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Profondeur d'éclairage : $\geq 1000\text{mm}$
- Éclairement énergétique total : 426W/m^2
- Le rapport entre l'éclairement énergétique et l'illumination : $3.3\text{mW/m}^2 \text{ lux}$
- Dimension du champ lumineux : $160 \sim 280 \text{ mm}$
- Diamètre de la tête de lampe : 700mm
- Puissance nominale de l'ampoule 24V : $150\text{W} / 150\text{W}$
- Durée de vie de l'illuminant : $1\,000\text{h}$
- Tension d'entrée : 400V
- Tension d'alimentation : CA 200V , $50 - 60\text{Hz}$
- Réglage de la luminosité : Réglage automatique de la lumière en 8 étapes
- Décalage des lampes principales et de secours : Automatique
- Dimension d'installation la plus basse : 2900mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/operation-plafonnier/10880-lampe-d-operation-plafonniere-deux-coupoles-zf700-700.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com