

FICHE PRODUIT



Lampe d'opération à double coupoles LED 700/500

Référence : SOC-955387

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe d'opération à double coupoles LED 700/500

Le panneau est fabriqué à base de plastique anti-balle allemande par le moulage par injection, ce qui rend la lumière douce et plus fiable.

Equipé d'un bras de suspension importé, qui est léger et pratique ; Six articulations disponible, se déplacent ensemble et en douceur. Sa conception universelle de 360° peut satisfaire diverse hauteur et angle requis en salle d'opération.

L'espérance de vie des LED pratiquement illimitée offre une grande fiabilité du produit et une protection des investissements.

Données techniques :

- Illumination : $\geq 140,000\text{Lux}$ / $\geq 120,000\text{Lux}$
- Température de couleur : $3800 \pm 500\text{K}$, $4400 \pm 500\text{K}$, $5000 \pm 500\text{K}$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Indice de réduction de la couleur (Ra) : 95
- Profondeur d'éclairage : $\geq 1300\text{mm}$
- Éclairement énergétique total : 450W/m^2 - 390W/m^2
- Dimension du champ lumineux : $160 \sim 280\text{mm}$
- Ampoules LED : 3.3mW/m^2 lux
- Durée de vie de l'illuminant : 50 000h
- Tension d'alimentation : CA 110 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
- Consommation totale d'énergie : 140W
- Quantité totale d'ampoule LED : 180 pcs (18 x 6 + 12 x 6)
- Réglage de la luminosité : Réglage automatique de la lumière en 8 étapes
- Dimension d'installation la plus basse : 2900mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/scialytique-plafonnier-led2coupole/10882-lampe-d-operation-a-double-coupoles-led-700-500.html>





Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com