

FICHE PRODUIT



Basiotribe de TARNIER

Référence : SOC-444100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Basiotribe de TARNIER:

- Le Basiotribe de TARNIER est une sorte de céphalotribe inventé par TARNIER (1883).
- Mais il diffère par la présence d'un perforateur permettant, en premier temps de réduire la taille de la tête foetale par l'évacuation d'une partie de son contenu.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/instrumentations-divers/1089-basiotribe-de-tarnier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com