

FICHE PRODUIT



Microscope trinoculaire avec tablette tactile, modèle EHM-200T

Référence : SOC-EHM200T

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Electronique
- Tête d'observation : Trinoculaire avec Tablette Tactile
- Type d'Eclairage : Lampe LED
- Type d'objectifs : Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Description du produit

La caméra sur la sortie du dessus du **microscope trinoculaire , modèle EHM-200T** permet de **filmer les images** des échantillons observés et les afficher sur la **tablette à écran tactile modèle Scopepad-LX97** montée sur le microscope.

Caractéristiques du Microscope trinoculaire, modèle EHM-200T

Tête d'observation: tête trinoculaire coulissante

Oculaire: WF10X

Objectif à embout quadruple: 4x, 10x, 40x, 100x

Condenseur: Condenseur Abbe NA = 1.20 avec Diaphragme Iris

Illumination: lampe LED

Caractéristiques de la tablette tactile Scopepad-LX97 montée sur le microscope EHM-200T

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Catégorie	9.7 pouces tout en un moniteur Affichage à écran tactile avec système Android 2048(H) x 1536 (V) résolution
Taille du capteur	1/2,5 pouces
Pixel efficace sur le système de caméra	5.0 Mega pixel
Interface de sortie	USB2.0, HDMI, TF Card, WIFI
Taille de pixel	2.8µm×2.8µm
Puissance	DC-12V
Interface utilisateur	Souris sans fil, paramètres entièrement humanisés
Fonction d'indication	Coordonnées du point, coordonnées de la ligne croisée, notes de texte
Mesure	Mesurer la longueur de la ligne, la longueur de la courbe, la distance de la ligne parallèle, distance de la ligne de point
Mesure géométrique	Rayon de la ligne du cercle, cercle deux, cercle trois points, cercle concentrique
Surface géométrique	Aire géométrique polygone et carré
Photo instantanée	5 millions d'instantanés avec appareil photo statique
Vidéo	Support Video 1080P
système	Logiciel S-eye

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/10893-microscope-trinoculaire-olympus-cx21-clone-avec-tablette-tactile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Electronique
Tête d'observation	Trinoculaire avec Tablette Tactile
Type d'Eclairage	Lampe LED
Type d'objectifs	Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com