


FICHE PRODUIT



Tensiomètre Anéroïde Vaquez- Laubry Nano de Spengler, Taille adulte

Référence : SOC-512210

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de fermeture : Velcro
- Type : Manobrassard
- Modèle Tubulure : Double
- Matière Brassard : Nylon Oxford

Description du produit

Pourquoi devriez-vous acheter le Tensiomètre Anéroïde Vaquez-Laubry® Nano de Spengler, Taille adulte?

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme "horlogerie" haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORTABLE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mixte entre maintien et praticité

HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir
- Brassard en Nylon Oxford

OPTION

- Version Clinic® disponible

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/10895-tensiometre-anoirde-vaquez-laubryr-nano-de-spengler-taille-adulte.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de fermeture	Velcro
Type	Manobrassard
Modèle Tubulure	Double
Matière Brassard	Nylon Oxford
Taille Patient	Adulte (L)

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com