

FICHE PRODUIT



Stimulateur cardiaque externe une chambre, Modèle PACE 101H

Référence : SOC-OSP101H

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Stimulateur cardiaque externe une chambre, Modèle PACE 101H

Fréquence de stimulation de base jusqu'à 180 ppm

Stimulation atriale rapide jusqu'à 720 ppm

Stimulation de l'overdrive atriale

Petit facteur de forme et faible poids

Configuration facile des paramètres de stimulation par des cadrans ergonomiques

Capot de protection contre les modifications accidentelles des paramètres

Longue durée de vie de la batterie: jusqu'à 38 jours de fonctionnement avec une seule pile alcaline 9 V

L'activité intrinsèque détectée et les impulsions stimulées sont indiquées optiquement par une LED

Surveillance automatique de l'état de charge de la batterie

Fonction de protection contre la fuite

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Système de câble patient avec connecteur breveté avec broches protégées pour des connexions électriques pratiques et fiables pour augmenter la sécurité des patients

Garantie limitée standard de 2 ans

Spécifications techniques du Stimulateur cardiaque externe, Modèle PACE 101H

- Taux de stimulation: 30 -180 ppm
- Stimulation de l'overdrive atriale: x2: 60- 360 ppm; x4: 120 ... 720 ppm
- Amplitude de stimulation: 0,3 - 12 V $\pm$ 5%
- Durée d'impulsion: 0,75 ms $\pm$ 0,02 ms
- Sensibilité: 1- 20 mV, infinie
- Modes de stimulation: VVI (AAI) sans signal acoustique VVI (AAI) avec signal acoustique x2: facteur de fréquence de stimulation 2 x4: facteur de fréquence de stimulation 4

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/10896-stimulateur-cardiaque-externe-une-chambre-modele-pace-101h.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com