

FICHE PRODUIT

Stimulateur cardiaque externe DOUBLE chambre, Modèle PACE 203H

Référence : SOC-OSP203H

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Stimulateur cardiaque externe DOUBLE chambre, Modèle PACE 203H

Accès rapide aux modes de stimulation DDD, VVI, AAI et VDD (y compris DOO, VOO, AOO, DVI, DAI, TVA, AAT, DDD + AT, DAT)

Configuration facile des paramètres de stimulation par des cadrans ergonomiques et des touches programmables

Fonction à haut débit pour une stimulation atriale rapide jusqu'à 1000 ppm (réglable en appliquant une stimulation auriculaire rapide)

Fonctions optionnelles qui ajustent automatiquement les paramètres de délai A-V, PVARP et MTR, en fonction du taux de stimulation sélectionné.

Options de menu multilingue, y compris anglais, espagnol, allemand, français, italien ou suédois.

La pile alcaline 9 V standard offre au moins 8 jours de fonctionnement continu (DDD, paramètres standard)

S'attache facilement au lit ou au poteau d'IV

Écran rétroéclairé facile à lire Mode de stimulation d'urgence

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Le mode automatique passe en mode asynchrone lors de la détection d'interférences

Surveillance continue de l'épuisement des batteries et du système de stimulation

Personnalisez, sauvegardez et rappelez les valeurs de paramètres préréglées pour une configuration rapide

Système de câble patient avec connecteur breveté avec broches protégées pour des connexions électriques pratiques et fiables pour augmenter la sécurité des patients

Garantie limitée standard de 2 ans

Spécifications techniques du Stimulateur cardiaque externe DOUBLE chambre, Modèle PACE 203H

L'ensemble comprend:

- Batterie standard 9V, 2 câbles d'extension ATAR et un étui de transport
- Taux de stimulation: 30 - 220 ppm
- Stimulation de l'overdrive atriale: 70 - 1000 ppm
- Amplitude de stimulation: 0,1 -18 V $\pm$ 10%
- Durée d'impulsion: 0,05 -1,5 ms $\pm$ 5%
- Atrium de sensibilité: 0,2 - 20 mV $\pm$ 10%, infini, ventricule: 1,0 ... 20 mV $\pm$ 10%, infini
- Délai: A-V 5 ms - 400 ms $\pm$ 5% $\pm$ 2 ms
- Modes de stimulation Primaire: DDD, VVI, AAI, VDD Supplémentaire: DOO, VOO, AOO, DVI, DAI, TVA, AAT, DDD + AT, DAT

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/10897-stimulateur-cardiaque-externe-double-chambre-modele-pace-203h.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com