

FICHE PRODUIT



Comresse de gaze oculaire stérile

Référence : SOC-175620IS

Points forts

- Stérile : Oui
- Emballage de compresse : simple emballage

Description du produit

Comresse de gaze oculaire stérile

Non adhésive. Forme ovale.

Emballage en sachet individuel.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze-steriles/10909-compresse-de-gaze-oculaire-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Stérile	Oui
Emballage de compresse	simple emballage

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
compresse_dimensions - 5,5 x 7,5 cm, compresse_conditionnement - Boîte de 50	SOC-175620DIS	
compresse_dimensions - 5,5 x 7,5 cm, compresse_conditionnement - Boîte de 10	SOC-175611DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com