

FICHE PRODUIT



Pansement thoracique adhésif hydrogel avec valve

Référence : SOC-120101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Poids **pansement thoracique étanche avec valve**:

- 60 g

Dimensions **pansement thoracique étanche avec valve**:

- Emballage : 10 x 11,5 cm.
- Pansement déplié : 15,24 x 15,24 cm

Emballage individuel par sachet.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-speciaux-et-hypoallergeniques/10912-pansement-thoracique-adhesif-hydrogel-avec-valve.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com