

FICHE PRODUIT

Station de musculation et Fitness Speed Pulley Mobile

Référence : SOC-L19200M

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Station de musculation et Fitness Speed Pulley

Équipement médical marqué CE, la Speed Pulley Mobile est un produit extrêmement robuste. Elle dispose de quatre roulettes avec verrouillage centralisé ainsi que deux poignées de réglage et ses poids sont recouverts d'un boîtier en acier pour plus de sécurité.

La résistance est réglable par tranche de 0,5 kg. La hauteur de la poignée de traction et la longueur du cordon peuvent être ajustées tous les 5 cm.

Résistance, silencieuse et lisse sur tous types de mouvements. Le mécanisme de traction permet des mouvements d'exercice rapides et même explosifs.

Caractéristiques de la Station de musculation et Fitness Speed Pulley :

- Hauteur totale : 190 cm
- Largeur : 66 cm
- Profondeur : 100 cm
- Poids total : 85 kg
- Roulettes : Ø75 mm, verrouillage centralisé
- Marquage CE
- Garantie : 2/10 ans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pays de fabrication : Finlande

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/station-de-musculation/10914-station-de-musculation-et-fitness-speed-pulley-mobile.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com