

FICHE PRODUIT

Station de rééducation Presse Mixte à charge latérale 120kg

Référence : SOC-1469SS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Station de rééducation Presse Mixte à charge latérale 120kg :

La peinture est en polyester pour une meilleure résistance (les coloris blanc et gris clair sont de série, la couleur gris foncé est en option).

La presse à également un dossier inclinable par paliers, de la position assise à la position allongée à 165°.

Les traitements :

- Extension des jambes contractant les quadriceps et les fessiers avec participation des mollets

Les caractéristiques techniques :

- Hauteur : 188 cm
- Longueur : 195 cm
- Largeur : 110 cm
- Poids : 295 kg
- Poids max autorisé : 150 kg
- 21 coloris disponibles pour la sellerie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Coloris Blanc ou Gris clair de série pour le châssis

En options :

- Limiteur d'amplitude en extension
- Plateau inclinable selon 6 positions
- Autre coloris de châssis possible : Gris foncé

Garantie :

- Châssis : 5 ans
- Pièce d'usure (sellerie, câble et poulie) sont hors garantie

La Presse Mixte à charge latérale est livrée démonté avec notice de montage.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/station-de-musculation/10915-station-de-reeducation-presse-mixte-a-charge-laterale-120kg.html>


**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com