

FICHE PRODUIT



Pistolet à injection intra-osseuse stérile de BIG pour adulte (plus de 12 ans)

Référence : SOC-308061

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les avantages du Pistolet intra osseux BIG pour adulte (plus de 12 ans)

- mise en place en moins d'une minute
- pénétration instantanée et relativement indolore
- convient aux transfusions sanguines
- injection rapide d'expandeurs et de drogues
- pas de contact direct avec le sang
- utilisation simple et rapide convient à un usage sur un adulte
- la canule reste fermement dans l'os et il est alors possible d'y connecter des systèmes de perfusion IV de type courant.

La particularité du modèle adulte sur le modèle pédiatrique réside essentiellement au niveau de l'épaisseur et la profondeur de l'aiguille.

Le pistolet intra-osseux peut être appliqué à 4 localisations distinctes sur le corps d'un patient : au niveau du genou, de la cheville, de l'humérus et du poignet.

Recommandations 2005 de l'ERC (Conseil Européen de Réanimation) quant aux infusions intraosseuses :

"Si l'accès intravéneux est difficile ou impossible, considérez la voie intraosseuse. Bien que normalement considéré comme une voie alternative pour l'accès vasculaire aux enfants, ça peut également être efficace chez les adultes".

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/10921-pistolet-a-injection-intra-osseuse-sterile-de-big-pour-adulte-plus-de-12-ans.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com