

FICHE PRODUIT

Aiguille intra-osseuse EZ-IO- 45 mm- Long adulte avec stabilisateur

Référence : SOC- EZIV363

Points forts

- délais : 5 Jours
- Dimensions aiguilles : 45 mm- 15G Long adulte (Jaune)
- Conditionnement : Boite de 5 unités
- Caractéristique de l'aiguille : Intraosseuse

Description du produit

Les sites intra-osseux pour **l'aiguille EZ-IO 45 mm** incluent chez l'enfant et l'adulte l'humérus proximal, le tibia proximal, le tibia distal. Les sites doivent être utilisés uniquement lorsque les repères anatomiques peuvent être clairement identifiés.

Sécurité :

Les **aiguilles intra-osseuses EZ-IO 45 mm** doivent être stockés dans leur boîte d'origine à l'abri de la poussière et de toutes sources directes ou indirectes de chaleur et de lumière. Températures de stockage : -20°C à 50°C

L'**aiguille intra-osseuse EZ-IO 45 mm** est livrée avec un **stabilisateur**: Ce stabilisateur est un adhésif hypoallergénique sensible à la pression, conçu pour les cathéters EZ-IO de 15mm, 25mm et 45mm indépendamment de leur emplacement. Il est fabriqué sans latex, de caoutchouc naturel, et translucide. Le stabilisateur forme une barrière étanche, flexible et imprimable.

Dimensions du stabilisateur : 10cm x 12cm

L'**aiguille intra-osseuse EZ-IO 45 mm** fonctionne avec le **Pistolet à injection intra-osseuse motorisé EZ-IO G3 (SOC-EZIV360)**

Conditionnement de vente de l'aiguille : Boîtes de 5 aiguilles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-intra-osseux/10928-set-d-aiguilles-intra-osseuses-ez-io-45-mm-15g-long-adulte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Dimensions aiguilles	45 mm- 15G Long adulte (Jaune)
Conditionnement	Boite de 5 unités
Caractéristique de l'aiguille	Intraosseuse

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com