

FICHE PRODUIT

Dispositif supraglottique i-gel à manchette non gonflable

Référence : SOC-8704000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Dispositif supraglottique i-gel : la gestion des voies aériennes simplifiée

Le **i-gel** est un dispositif supraglottique (masque laryngé) de deuxième génération, utilisé au **bloc opératoire** et en **médecine d'urgence** pour maintenir les voies aériennes ouvertes. Sa conception repose sur une adéquation parfaite entre le dispositif et l'anatomie humaine : la forme, la consistance et les contours du i-gel reproduisent les structures pharyngées, laryngées et périlaryngées pour créer une étanchéité optimale, sans recourir à un brassard gonflable.

Une manchette en gel non gonflable : sécurité et rapidité

Contrairement aux masques laryngés classiques à ballonnet, le i-gel utilise un **matériau souple de type gel** qui élimine le besoin de gonfler une manchette. Ce principe présente plusieurs avantages majeurs :

- **Réduction du risque de traumatisme par compression** des tissus, car il n'y a pas de pression exercée par un ballonnet.
- **Application rapide et sûre** : gain de temps précieux en situation d'urgence.
- **Pas de risque de surgonflage** ou de dégonflage accidentel du brassard.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Un design pensé pour la sécurité du praticien et du patient

- **Connecteur standard 15 mm** : compatible avec les circuits de ventilation courants.
- **Bloc-morsure intégré** : réduit le risque d'obstruction des voies aériennes.
- **Bloqueur d'épiglotte** : limite le risque de repli de l'épiglotte et d'obstruction.
- **Ligne de guidage** pour un positionnement correct (tailles adultes uniquement).
- **Stabilisateur intégré** : facilite l'insertion et empêche la rotation du dispositif.
- **Étiquetage unique** avec la gamme de taille et de poids correspondante.
- **Emballage à code couleur** pour une attribution rapide et sûre de la taille.

Sans latex ni PVC, stérile et à usage unique

Le i-gel est **exempt de latex et de PVC**, ce qui limite les risques de réaction allergique. Chaque dispositif est fourni **stérile**, à usage unique, dans un emballage protecteur adapté : double coque pour les tailles enfant et stabilisateur de forme pour les tailles adulte.

Tableau des tailles i-gel

- **Taille 1** - Nouveau-nés (2-5 kg)
- **Taille 1,5** - Nourrissons (5-12 kg)
- **Taille 2** - Enfants (10-25 kg)
- **Taille 2,5** - Grands enfants (25-35 kg)
- **Taille 3** - Adultes de petite corpulence (30-60 kg)
- **Taille 4** - Adultes de corpulence moyenne (50-90 kg)
- **Taille 5** - Adultes de forte corpulence (plus de 90 kg)

Domaines d'utilisation

Le dispositif supraglottique i-gel est indiqué en **anesthésie** pour la ventilation spontanée ou contrôlée, et en **réanimation / médecine d'urgence** pour la prise en charge rapide des voies aériennes, notamment lorsqu'une intubation trachéale n'est pas immédiatement réalisable. Il équipe les blocs opératoires, les services d'urgence, les SMUR, les chariots de réanimation et les trousse d'urgence.

SOCIMED, votre fournisseur de matériel de gestion des voies aériennes

SOCIMED distribue les dispositifs supraglottiques i-gel Intersurgical auprès des hôpitaux, cliniques, services d'urgence et ONG en France, en Belgique et en Afrique francophone. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé ou pour identifier la taille adaptée à vos besoins.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventilation-et-intubation/10930-dispositif-supraglottique-i-gel-o2-resus-pack-taille-4.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - Taille 1, nouveau-nés (2-5 kg)	SOC-87040000	
Taille - Taille 1.5, bébés (5-12 kg)	SOC-87040001	
Taille - Taille 2, enfants petits (10-25 kg)	SOC-87040002	
Taille - Taille 2,5, enfants grands (25-35 kg)	SOC-87040003	
Taille - Taille 3, adultes petits (30-60 kg)	SOC-87040004	
Taille - Taille 4, adultes moyens (50-90 kg)	SOC-87040005	
Taille - Taille 5, adultes grands (plus de 90 kg)	SOC-87040006	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com