

FICHE PRODUIT



**Ballon en verre
DURAN Col rodé
29/32 Fond rond
LENZ**

Référence : SOC-90118

Description du produit

Ballon en verre DURAN Col rodé 29/32 Fond rond LENZ

Fabriqué en verre DURAN selon norme DIN 4797.

Conditionnement minimum de vente: 10 Ballons

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/10939-ballon-en-verre-duran-col-rouge-29-32-fond-rond-lenz.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
materiel_lab_volume - 250 mL	SOC-GS9.011845	
materiel_lab_volume - 500 mL	SOC-GS9.011850	
materiel_lab_volume - 1000 mL	SOC-GS9.011855	
materiel_lab_volume - 100 mL	SOC-GS9.011840	
materiel_lab_volume - 50 mL	SOC-GS9.011835	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com