

FICHE PRODUIT

Goupillon de nettoyage avec corps en inox

Référence : SOC-GS04153

Description du produit

Goupillon de nettoyage avec corps en inox

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instrumets/10945-goupillon-de-nettoyage-avec-corps-en-inox.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
materiel_lab_dimensions - 600 x 7 x 14 mm (L * Ø min. * Ø max.)	SOC-GS0415383	
materiel_lab_dimensions - 1100 x 7 x 14 mm (L * Ø min. * Ø max.)	SOC-GS0415384	
materiel_lab_dimensions - 1600 x 7 x 14 mm (L * Ø min. * Ø max.)	SOC-GS0415385	
materiel_lab_dimensions - 600 x 15x 35 mm (L * Ø min. * Ø max.)	SOC-GS0415379	
materiel_lab_dimensions - 1100 x 15x 35 mm (L * Ø min. * Ø max.)	SOC-GS0415380	
materiel_lab_dimensions - 1600 x 15x 35 mm (L * Ø min. * Ø max.)	SOC-GS0415381	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com