

FICHE PRODUIT

Tube à centrifuger à fond conique

Référence : SOC-GSCG43

Description du produit

Tube à centrifuger stérile à fond conique

Les tubes en polypropylène Corning® de 250 et 500 mL sont conçus pour les applications nécessitant des centrifugations de grands volumes. Il faut utiliser des supports amortisseurs avec ces tubes si le rotor ne possède pas de supports à fond V appropriés.

Conditionnement minimum de vente 250mL: Sachet de 102 tubes

Conditionnement minimum de vente 500mL: Sachet de 36 tubes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-fond-coniqu/10946-tube-a-centrifuger-a-fond-conique.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
materiel_lab_volume - 250 mL	SOC-GSCG430776	
materiel_lab_volume - 500 mL	SOC-GSCG431123	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com