

**FICHE PRODUIT**



## Microscope binoculaire à LED, Modèle EHM-600B

Référence : SOC-EHM600B

### Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique
- Tête d'observation : Binoculaire
- Type d'Eclairage : Lampe LED
- Type d'objectifs : Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

## Description du produit

### Microscope binoculaire à LED, Modèle EHM-600B

Le **Microscope binoculaire à LED modèle EHM-600B**, commercialisée par **SOCIMED** est un microscope biologique adapté pour les examens cliniques, les laboratoires d'analyse médicale, les instituts de recherche etc. Elle allie à la fois l'excellence dans la performance et la modération dans le prix.

Elle est équipée d'objectifs achromatiques de haute qualité, d'oculaires aux champs larges et d'une source lumineuse à LED dont l'éclairage ajustable garantit une meilleure qualité d'image.

### Caractéristiques du Microscope binoculaire à LED, modèle EHM-600B

- **Tête d'observation** : Tête binoculaire, inclinaison 30°, rotation 360°
- **Distance inter-pupillaire** : 50 – 75 mm

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- **Oculaire** : WF 10X – 18 mm
- **Objectif Achromatique** : 4X, 10X, 40X(S), 100X / 1,25(Huile) (S)
- **Embout** : Quadruple
- **Bouton de focalisation** : Coaxial, Grossier et Fin
- **Condenseur** : Abbe NA = 1.25 avec Diaphragme Iris
- **Illumination** : Source lumineuse à LED (Non-rechargeable)
- **Dimensions d’emballage** : 337 x 242 x 417 mm
- **Poids Net / Brut** : 5.5 / 7 kg

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires** : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/10955-microscope-binoculaire-a-led-modele-ehm-600b.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique    | Valeur                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| delais             | 48 heures                                           |
| Type de Microscope | Optique                                             |
| Tête d'observation | Binoculaire                                         |
| Type d'Eclairage   | Lampe LED                                           |
| Type d'objectifs   | Achromatique, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x) |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com