

FICHE PRODUIT

Sondes naso-gastriques Nutrisafe 2

Référence : SOC-NUTRISAFE2

Points forts

- délais : 24 heures

Description du produit

Sondes naso-gastriques Nutrisafe 2 pour alimentation entérale en PVC est composée de polyuréthane, matériau recommandé en raison de sa souplesse et de sa résistance à l'environnement acide de l'estomac.

Avec sa **ligne ORX** et ses 2 orifices latéraux (extrémité fermée, notre sonde naso-gastrique facilite l'**alimentation entérale** du patient.

- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm, et de 5 à 75 cm
- Raccord sécurisé Nutrisafe 2 de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrisafe 2.
- Obturateur pré-monté avec code couleur (pourpre, gris, vert, bleu, noir, rouge, orange et blanc)
- Disponible en Longueur (cm): 40, 50, 75 et 125.

A découvrir aussi, la **sonde naso-gastrique Nutrisafe en silicone**

Conditionnement minimum de vente: Boite de 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/10956-sondes-naso-gastriques-nutrisafe-2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
dim - 50 cm, sonde_diametre - CH 08	SOC-NUTRISAFE361082	
dim - 50 cm, sonde_diametre - CH 10	SOC-NUTRISAFE361102	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 5	SOC-NUTRISAFE362052	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 06	SOC-NUTRISAFE362062	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 08	SOC-NUTRISAFE362082	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 10	SOC-NUTRISAFE362102	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 12	SOC-NUTRISAFE362122	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 14	SOC-NUTRISAFE362142	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 16	SOC-NUTRISAFE362162	
dim - 125 cm, sonde_diametre - CH 18	SOC-NUTRISAFE362182	
dim - 75 cm, sonde_diametre - CH 06	SOC-NUTRISAFE363062	
dim - 75 cm, sonde_diametre - CH 08	SOC-NUTRISAFE363082	
dim - 75 cm, sonde_diametre - CH 10	SOC-NUTRISAFE363102	
dim - 75 cm, sonde_diametre - CH 12	SOC-NUTRISAFE363122	
dim - 40 cm, sonde_diametre - CH 4	SOC-NUTRISAFE364042	
dim - 40 cm, sonde_diametre - CH 5	SOC-NUTRISAFE364052	
dim - 40 cm, sonde_diametre - CH 06	SOC-NUTRISAFE364062	
dim - 40 cm, sonde_diametre - CH 08	SOC-NUTRISAFE364082	
dim - 50 cm, sonde_diametre - CH 4	SOC-NUTRISAFE3610421	
dim - 50 cm, sonde_diametre - CH 5	SOC-NUTRISAFE3610521	
dim - 50 cm, sonde_diametre - CH 06	SOC-NUTRISAFE3610621	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com