

**FICHE PRODUIT**



## Sondes naso-gastriques Nutrisafe, pourpre 0.28ml

Référence : SOC-NUTRISAFE361042

### Points forts

- délais : 48 heures
- Diamètre ext. (charrière) : CH 4
- Type de sonde : Plastique (PVC)

## Description du produit

**Sondes naso-gastriques Nutrisafe 2 pour alimentation entérale en PVC**, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux (extrémité fermée), de longueur 40 cm (code 364), 50 cm (code 361), 75 cm (code 363), 125 cm (code 362).

- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm (codes 361, 363, 364), et de 5 à 75 cm (code 362).
- Raccord sécurisé Nutrisafe 2 de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrisafe 2.
- Obturateur pré-monté avec code couleur.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10957-sondes-naso-gastriques-nutrisafe-pourpre-0-28ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique           | Valeur          |
|---------------------------|-----------------|
| delais                    | 48 heures       |
| Diamètre ext. (charrière) | CH 4            |
| Type de sonde             | Plastique (PVC) |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)