

FICHE PRODUIT



Sondes naso-gastriques Nutrisafe, Pouppe 0.41ml

Référence : SOC-NUTRISAFE363042

Points forts

- délais : 48 heures
- Diamètre ext. (charrière) : CH 4
- Type de sonde : Plastique (PVC)

Description du produit

Sondes naso-gastriques Nutrisafe 2 pour alimentation entérale en PVC, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux (extrémité fermée), de longueur 40 cm (code 364), 50 cm (code 361), 75 cm (code 363), 125 cm (code 362).

- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm (codes 361, 363, 364), et de 5 à 75 cm (code 362).
- Raccord sécurisé Nutrisafe 2 de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrisafe 2.
- Obturateur pré-monté avec code couleur.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10971-sondes-naso-gastriques-nutrisafe-poupre-0-41ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Diamètre ext. (charrière)	CH 4
Type de sonde	Plastique (PVC)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com