

FICHE PRODUIT



Bécher gradué en verre borosilicaté 3.3

Référence : SOC-17480

Points forts

- délais : 24 heures

Description du produit

Bécher gradué en verre borosilicaté 3.3, Forme basse

Conforme à la norme Din 12331 (iso 3819).

Vente à l'unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/10977-becher-gradue-en-verre-borosilicate-3-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	24 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
materiel_lab_volume - 50 mL	SOC-GS1748007	
materiel_lab_volume - 100 mL	SOC-GS1748008	
materiel_lab_volume - 250 mL	SOC-GS1748010	
materiel_lab_volume - 600 mL	SOC-GS1748012	
materiel_lab_volume - 1000 mL	SOC-GS1748014	
materiel_lab_volume - 25 ml	SOC-174801	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com