

**FICHE PRODUIT**

## Cristallisoir en verre sans bec, DURAN

Référence : SOC-21800

### Description du produit

Le **Cristallisoir en verre sans bec, DURAN** est doté d'une excellente résistance aux attaques chimiques et aux chocs thermiques.  
Utilisable jusqu'à 400°C.

### Vente à l'unité

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Capacité ml | Ø mm | Hauteur mm |
|-------------|------|------------|
| 20          | 40   | 25         |
| 40          | 50   | 30         |
| 60          | 60   | 35         |
| 100         | 70   | 40         |
| 150         | 80   | 45         |
| 300         | 95   | 55         |
| 500         | 115  | 65         |
| 900         | 140  | 75         |
| 2000        | 190  | 90         |

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/10987-cristallisoir-en-verre-sans-bec-duran.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Déclinaisons

| Désignation                  | Référence :   | EAN13 : |
|------------------------------|---------------|---------|
| materiel_lab_volume - 100 mL | SOC-GS2180047 |         |
| materiel_lab_volume - 300 mL | SOC-GS2180049 |         |
| materiel_lab_volume - 500 mL | SOC-GS2180050 |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com