

FICHE PRODUIT

Cristallisoir DURAN en verre avec bec verseur

Référence : SOC-GS218005

Description du produit

Le **Cristallisoir en verre avec bec verseur de DURAN** est doté d'une excellente résistance aux attaques chimiques et aux chocs thermiques.

Utilisable jusqu'à 400°C.

Vene à l'unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Capacité ml	Ø mm	Hauteur mm
20	40	25
40	50	30
60	60	35
100	70	40
150	80	45
300	95	55
500	115	65
900	140	75
2000	190	90

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/10994-cristallisoir-duran-en-verre-avec-bec-verseur.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
materiel_lab_volume - 100 mL	SOC-GS2180055	
materiel_lab_volume - 300 mL	SOC-GS2180057	
materiel_lab_volume - 500 mL	SOC-GS2180058	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com