

FICHE PRODUIT



Microscope biologique binoculaire à LED, modèle EUM-2001

Référence : SOC-EUM2001

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique
- Tête d'observation : Binoculaire
- Type d'Eclairage : Lampe LED 3W
- Type d'objectifs : Objectif semi-plan, embout quintuple (4X, 10X, 40X, 100X)

Description du produit

Microscope biologique binoculaire à LED, modèle EUM-2001

Le **Microscope biologique binoculaire à LED**, commercialisée par **SOCIMED** est un microscope adapté pour les examens cliniques, les laboratoires d'analyse médicale, les instituts de recherche etc. Elle allie à la fois l'excellence dans la performance et la modération dans le prix.

Elle est équipée d'objectifs achromatiques de haute qualité, d'oculaires aux champs larges et d'une source lumineuse à LED dont l'éclairage ajustable garantit une meilleure qualité d'image.

Caractéristiques du Microscope biologique binoculaire à LED, modèle EUM-2001

- **Tête d'observation** : Tête binoculaire, inclinaison 30°, rotation 360°
- **Grossissement** : 40X ~ 1000X
- **Distance inter-pupillaire** : 50 - 75 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Oculaire** : WF 10X – 18 mm
- **Objectif semi-plan achromatique (4pcs)** : 4X, 10X, 40X(s, huile), 100X (s, huile)
- **Platine** :
 - * Platine à chariots croisés avec porte-glissière démontable : 145 x 140 mm ;
 - * Zone de déplacement : 76mm (X) x 52mm (Y) avec une manche de platine droite, fourni 0,1mm et deux porte-lames
- **Embout** :
 - * Encliquetage quintuple ;
 - * Mécanisme de rotation avec plusieurs roulements à billes.
- **Focalisation** : Bouton de focalisation coaxial, grossier et fin
- **Condenseur** : Abbe NA = 1.25 avec Diaphragme Iris
- **Illumination** : Source lumineuse à LED 3W, luminosité réglable
- **Alimentation** :
 - * Alimentation universelle : 85 ~ 265 V
 - * Batterie rechargeable : 3XAA 1,2V 1300mAh
- **Dimensions d'emballage** : 420 x 275 x 450 mm
- **Poids Net / Brut** : 6,5 / 7,5 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/10998-microscope-biologique-binoculaire-a-led-modele-eum-2001.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique
Tête d'observation	Binoculaire
Type d'Eclairage	Lampe LED 3W
Type d'objectifs	Objectif semi-plan, embout quintuple (4X, 10X, 40X, 100X)

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com