

FICHE PRODUIT



Armoire avec plateaux, Modèle YC841A

Référence : SOC-TIA-YC841A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description Armoire avec plateaux, Modèle YC841A

- * Tous les tiroirs et les plateaux sont totalement extensibles.
- * Utilise une lame télescopique à trois sections.
- * Volume : cinq grands casiers médicaux ou dix petits casiers médicaux.
- * La configuration des tiroirs peut être choisie par le client.
- * Dimensions totales : 650mm x 470mm x 890mm.
- * Dimensions à l'expédition: 750mm x 570mm x 1040mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-avec-tiroirs-plateaux/11-armoire-avec-plateaux-modele-yc841a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com