

FICHE PRODUIT

Boisson glucosée TopStar cola 100g/200ml

Référence : SOC-TOPSTARCOLA100

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de produit : HyperGlycémie Provoquée par voie Orale (HGPO)
- Conditionnement : Boîte de 30 unités

Description du produit

Caractéristiques Boisson glucosée TopStar cola 100g/200ml

- Solution concentrée de glucose, aromatisée, pré-dosée en bouteille de 200 ml

Application Boisson glucosée TopStar citron 100g/200ml

- Test d'HyperGlycémie Provoquée par voie Orale (HGPO) pour la détection du diabète gestationnel et des diabètes de type 1 et 2
- Usage interne

Avantages Boisson glucosée TopStar citron 100g/200ml

- Prête à l'emploi : gain de temps de préparation
- Fiabilité des résultats : la teneur en glucose est parfaitement définie
- Vomissements moindres par rapport aux autres produits sur le marché
- Meilleure tolérance : boisson au goût savoureux et belle couleur ne rappelant pas un produit de diagnostic
- Bouteille pratique à utiliser avec un bouchon inviolable et sa paille emballée individuellement
- L'administration avec la paille permet de petites gorgées et une meilleure tolérance
- Moins de déchets : pas de récipient pour boire la boisson

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/test-de-glycemie/11003-boisson-glucosee-topstar-cola-100g-200ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de produit	HyperGlycémie Provoquée par voie Orale (HGPO)
Conditionnement	Boîte de 30 unités

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com