

FICHE PRODUIT

Rétinographe Non-Mydriatique AFC-330

Référence : SOC-AFC-330

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du rétinographe non-mydriatique AFC-330

L'AFC-330 combine une caméra et un mini ordinateur en un seul appareil. Cet appareil livré « prêt à l'emploi » vous permet d'éviter tout assemblage et installation électrique compliqués. L'appareil photo intégré de 12 mégapixels capture des images de qualité du fond d'œil. L'ordinateur intégré permet l'impression et l'exportation de données. L'AFC 330 est portable, permet d'économiser de l'espace et de gagner de l'espace.

- La fonction autofocus en facilite l'utilisation
- Auto déclenchement du cliché lors des conditions optimales de prise de photo
- Appariement Auto Stéréo avec séparation et ajustements de l'ouverture focale
- Mesure automatique de la pupille et mode petite pupille
- Indicateur automatique de la position des lentilles de compensation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type	Rétinographe non-mydiatique
Angle	45° (33° en pupille étroite)
Distance de travail	45,7 mm (objectif - cornée)
Ajustement distance de travail	Indicateur de distance et direction d'ajustement
Diamètre minimum de pupille	4 mm (3,3 mm en pupille étroite)
Suivi de l'œil	Vertical +/-16 mm, G/D +/-5 mm, Av/Ar +/- 5 mm
Gamme de focalisation	-33D à -7D et +11D à +33D avec lentille correctrice
Sources d'éclairage	Observation : 12V, 50W Halogène Flash : Xénon 300Ws max
Ajustement flash	17 niveaux, par pas de 0,5 EV
Points de fixation	Interne : Matrice 3 points, 7 points, 9 points (personnalisés) Externe
Interface	USB 2.0, LAN, PS2
Alimentation électrique	100 V ~ 240 V AC 50/60 Hz, 150 VA (Normal), 300 VA (Maxi)
Encombrement	310 (l) x 519,6 (P) x 574,5 (H) mm
Masse	28 kg
Automatique	• Alignement 3D • Autofocus • Auto déclenchement du cliché
Autonome	• Capteur d'image 12Mpix intégré • Visualisation des clichés sur écran intégré 8 ¼ pouces • Interface logiciel intégrée • Stockage des données sur mémoire interne ou externe
Connectivité	Réseau • Saisie de données patients • Clavier virtuel Stockage des images • PC Serveur • NAVIS-Ex USB • Saisie de données patientes • Clavier virtuel Stockage des images • Clé USB • Disque Dur Externe DICOM • Saisie des données patients • DICOM MWL Stockage des images • DICOM Storage server

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/11018-retinographe-non-mydriatique-afc-330.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com