

**FICHE PRODUIT**

## Spectrophotomètre semi automatique, Modèle NB 201D

Référence : SOC-NB201D

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Avantages du Spectrophotomètre semi automatique, Modèle NB 201D

- Ecran tactile (touchscreen) en couleur avec logiciel Linux
- Sauvegarde de resultats avec plus de 100,000 echantillons stockes
- Prise USB pour mise a jour du logiciel
- Plus de 100 protocoles pre-definies ou a definir
- Grand ecran de 7 pouces ou courbe d'etalonnage peut etre visualise7 filtres fournies en standard et une position libre.

#### Spécifications du Spectrophotomètre semi automatique, Modèle NB 201D

- **Source de lumière:** lampe halogène quartz- 12V / 20W
- **Gamme Longueur d'onde:** 7 filtres standards 340nm, 405 nm, 492 nm, 510 nm ,546nm, 578nm, 630nm. demi bande-passante: < 8nm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Eclairage isolé: <0,3% à 340nm

- **Photomètre à réseau holographique:**

- Plage photométrique: 0.0000 ~ 3.0000 ABS
- Résolution: 0,0001 ABS
- Stabilité: ≤0.002 ABS / heure

- **Flux-cellulaire:** Acier inoxydable avec fenêtre de quartz, chemin optique 10 mm

- Volume de mesure: 32 µL
- Volume d'aspiration programmable: 200 ~ 2000µL
- Report: <0,5%

- **Méthode d'analyse:**

- Point final avec ou sans ractif,
- Point final avec un echantillon controle, avec ou sans ractif
- Cinétique, avec ou sans controle de linearité
- Temps fixe/ Deux point cinétique avec ou sans ractif
- Absorbance
- Turbidimétrie
- Calibrage linéaire et non linéaire
- Lecture **mono et bichromatique** possible
- Mémoire: **26 tests profiles, 110 000 résultats** de l'échantillon jusqu'à 210 programmes ouverts.
- Contrôle de la température: A l'aide d'éléments à effet Peltier à 25 ° C, 30 ° C, 37 ° C ± 0,1 ° C
- Entrée/sortie: port USB
- Impression: Enregistreur thermique intégré
- Affichage: Grand écran couleur LCD, 7.0" TFT, Résolution 800 x 480
- Interface: port série RS232
- Environnement d'exploitation: Température 15 ° C ~ 30 ° C, Humidité ≤70%

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation: AC 220V / 110V  $\pm$  10%, 50 Hz  $\pm$  2%
- Dimension: 420mm (H) x 380mm (W) x 170mm (D)
- Poids: 8,5 kg

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/11021-spectrophotometre-semi-automatique-modele-nb-201d.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)