

FICHE PRODUIT



Lames porte-objet Rodés 90°, Boîte de 50 lames

Référence : SOC-JH7101

Points forts

- délais : 48 heures
- Bordure de lame : Bord rodé
- Type de verre de lames : Lame en verre extra-blanc
- Dimension lame de microscope : 76 x 26 mm
- Epaisseur de lame : 1.1 mm

Description du produit

Lames porte-objet Rodés 90°, Boîte de 50 lames

Les **Lames porte-objet** commercialisées par **SOCIMED**, sont des lames pour microscope en verre lavé et dégraissé, idéales pour toutes vos analyses et recherches microscopiques.

Les **Lames porte-objet pour microscope** sont de petites plaques de verre utilisées pour poser et maintenir un échantillon préparé pour une observation au microscope.

Caractéristiques techniques :

- Bords et coins rodés 90°;
- Lames de verre lavé et dégraissé;
- Dimension : 76 X 26 mm;
- Epaisseur : 1 / 1.2 mm;
- Conditionnement minimum de vente : Boîte de 50 lames

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-bords-rodés-verre-blanc/11022-lames-porte-objet-rodés-90-boîte-de-50-lames.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Bordure de lame	Bord rodé
Type de verre de lames	Lame en verre extra-blanc
Dimension lame de microscope	76 x 26 mm
Épaisseur de lame	1.1 mm
Conditionnement des lames	Boîte de 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com