

FICHE PRODUIT

Flacon 500ml en PEHD naturel gradué cape blanche auto-jointante

Référence : SOC-F500BN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Flacon 500ml en PEHD naturel gradué cape blanche auto-jointante Descriptif: - Flacon en PEHD carré large ouverture Application - Collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique Avantages - Graduation dans la masse - Large ouverture - Cape à vis autojointante avec une étiquette d'intégrité pour les versions stériles - Fermeture étanche - Vissage rapide, 1 tour maximum Caractéristiques: Matière du flacon Polyéthylène (PEHD) Matière de la cape Polyéthylène Couleur du flacon : translucide Forme du flacon : carré Type de cape : à vis Volume utile (en ml) : 500 Volume total (en ml) : 560 Couleur de la cape : blanc Flacon + cape assemblés : oui Longueur base (en mm) : 76.5 Largeur base (en mm) : 76.5 Hauteur avec cape (en mm) : 120.1 Diamètre d'ouverture (en mm) : 58.6 Plage de graduations: de 50 à 500ml tous les 50ml +/- 10% Niveau de stérilité : non stérile Fermeture : auto-jointante Couleur du flacon: translucide Hauteur sans cape (en mm) : 119 Conditionnement de vente: carton de 105 flacons

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/11034-flacon-500ml-en-pehd-naturel-gradue-cape-blanche-auto-jointante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com