

FICHE PRODUIT



Flacon 500ml en PEHD naturel gradué cape blanche auto-jointante

Référence : SOC-F500BN0

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Avantages du Flacon 500ml en PEHD naturel gradué cape blanche auto-jointante

- Graduation dans la masse
- Large ouverture
- Cape à vis autojointante avec une étiquette d'intégrité pour les versions stériles
- Fermeture étanche
- Vissage rapide, 1 tour maximum

Caractéristiques du Flacon 500ml en PEHD naturel gradué cape blanche auto-jointante

Matière du flacon: Polyéthylène(PEHD)

Matière de la cape: Polyéthylène

Couleur du flacon : translucide

Forme du flacon : carré

Type de cape : à vis

Volume utile (en ml) : 500

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Volume total (en ml) : 560

Couleur de la cape : blanc

Flacon + cape assemblés : oui

Dimension (en mm) : L76.5 x l76.5 H120.1

Diamètre d'ouverture (en mm) : 58.6

Plage de graduations: de 50 à 500ml tous les 50ml +/- 10%

Niveau de stérilité : non stérile

Fermeture : auto-jointante

Hauteur sans cape (en mm) : 119

Conditionnement de vente: carton de 100 flacons

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/11041-flacon-500ml-en-pehd-naturel-gradue-cape-blanche-auto-jointante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com