

FICHE PRODUIT

Betadine Scrub 500 ml

Référence : SOC-66013

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Bétadine**Indications :**

Gommage chirurgical pour les mains.

Préparation cutanée préopératoire pour le patient.

Dosage et administration

- Gommage chirurgical pour le mains: Frotter 5 ml de gommage Betadine sur les mains et les bras mouillés jusqu'aux coudes. Se laver les mains pendant 2 ½ minutes. Rincez et répétez.
- Préparation cutanée préopératoire du patient: Mouiller le champ opératoire et bien frotter la gomme Betadine sur la zone pendant 5 minutes. Enlever la mousse avec une gaze stérile humide et appliquer un désinfectant.

Contre-indication

Garder hors de la portée des enfants. Ne pas appliquer sur les zones cutanées importantes en cas d'hyperactivité de la thyroïde. Utiliser avec prudence en cas de sensibilité à des anomalies de l'iode ou de la thyroïde. Ne pas utiliser pour prévenir le tétanos.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-solutions-antiseptiques/11042-betadine-scrub-500-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com