


FICHE PRODUIT



Cadre pour développement manuel de film radiographique

Référence : SOC-HELT985

Description du produit

Cadres pour films de radiographie solides et fiables.

Grâce à leur fixation et structure en **acier inoxydable**, nos cadres vous assurent une stabilité du **film de radiographie** sur le support.

Chez **SOCIMED**, on vous donne la possibilité de choisir vos **cadres porte-films de radiologie** en fonction de: leur taille (standard ou personnalisée) , leur type de fixation (pincettes ou glissière) et leur capacité (Modèle simple, modèle à double ou à triple films).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cadres-de-developpement-sechage/11045-cadre-pour-developpement-manuel-de-film-radiographique.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - Personnalisées, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-HELT985D	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - Personnalisées, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-HELT985D2	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 13 x 18, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG105	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 15 x 30, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG120	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 15 x 40, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG125	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 18 x 24, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG130	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 24 x 30, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG140	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 13 x 18, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP100	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 15 x 30, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP105	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 15 x 40, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP110	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 18 x 24, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP115	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 20 x 40, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG135	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 30 x 40, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG145	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 35 x 35, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG150	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 35 x 43, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFG155	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 20 x 40, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP120	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 24 x 30, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP125	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 30 x 40, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP130	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 35 x 35, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP135	
cadre_fixation - Pincés fixes / clip, cadre_dimensions - 35 x 43, cadre_modele - Modèle simple (01)	SOC-CFP140	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 06 x 40, cadre_modele - Modèle triple film (03)	SOC-CFG100	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 06 x 48, cadre_modele - Modèle triple film (03)	SOC-CFG1001	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 10 x 40, cadre_modele - Modèle triple film (03)	SOC-CFG110	
cadre_fixation - Glissière, cadre_dimensions - 10 x 48, cadre_modele - Modèle triple film (03)	SOC-CFG115	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com