

FICHE PRODUIT

Urinal femme en polypropylène translucide

Référence : SOC-1620023

Description du produit

Urinal femme en polypropylène translucide

Cet **urinal en polypropylène** translucide permet de recueillir les urines des femmes ayant des problèmes d'incontinence ou des difficultés à se mouvoir (hospitalisation ...). L'urinal femme doit être nettoyé, après vidange, avec un détergent ou une solution n'attaquant pas le polypropylène.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène et chimique uniquement (pas à air chaud);
- Autoclavable (sauf le bouchon) à 121°C;
- Capacité 1 litre, gradué par 50 ml;
- Bouchon étanche en polyéthylène blanc.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/urinal/11048-urinal-femme-en-polypropylene-translucide.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com