

FICHE PRODUIT

Trousse Skiascope à fente BETA200

Référence : SOC-C-034.28.387

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de le trousse de skiascopie

Pour une visualisation claire et de qualité du reflet du fond de l'oeil: faisceau lumineux très clair et précis avec une largeur de fente type de 1,1 mm (norme ISO 12865 < 1,5 mm) et une longueur de fente de 35 mm.

Lumière claire totalement homogène pour un diagnostic précis et rapide.

Durée de vie de la LED typ. 50 000 heures.

Niveau de lumière agréable pour le patient réglable : réglage unique et en continue de la luminosité entre 100 % et 3 % (breveté), d'un seul doigt pour une lumière sans éblouissement.

Filtre de polarisation : élimine la lumière diffuse et les reflets internes.

Fonction ParaStop pour le réglage précis du faisceau lumineux parallèle.

Skiascope à fente BETA200 LED.

BETA4 USB poignée rechargeable.

Etui rigide.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/exploration/11081-trousse-skiascope-a-fente-beta200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com