

FICHE PRODUIT



Microscope binoculaire stéréo, Modèle SM-05

Référence : SOC-LBXSM05

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique Stéréoscopique
- Tête d'observation : Binoculaire
- Type d'Eclairage : Lampe LED
- Type d'objectifs : 10x, 30x

Description du produit

Microscope binoculaire stéréo, Modèle SM-05

Le Microscope binoculaire stéréo, Modèle SM-05 est équipé d'un pied type "2L" avec éclairage réfléchi et transmis.

Il forme une image claire pour les pros stéréo, montrant la couleur réelle de l'objet

La Plage de réglage dioptrique pour tube oculaire simple plus ou moins 5

La spécification standard de **l'éclairage** pour **le Microscope binoculaire stéréo, Modèle SM-05** est la lumière LED, il n'y a pas besoin d'ampoule de rechange, parce que la lumière LED est longue vie, plus de 10 ans.

Spécifications du Microscope binoculaire stéréo, Modèle SM-05 :

- Distance interpupillaire 55-75 mm
- Objectif **1X / 3X ou 2X / 4X**
- Oculaire **WF10X**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système d'éclairage: lampe à incandescence de 12v / 15w
- Tête inclinée à 45 degrés
- Lumière transmise et incidente

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11083-microscope-binoculaire-stereo-modele-sm-05.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique Stéréoscopique
Tête d'observation	Binoculaire
Type d'Eclairage	Lampe LED
Type d'objectifs	10x, 30x

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com