

FICHE PRODUIT

Test de grossesse hCG en bandelette boîte de 25 tests

Référence : SOC-VDL3037B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Test de Grossesse hCG** est un **test rapide immunochromatographique** destiné à la **détection qualitative de l'hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG)** dans l'urine. L'hCG est une hormone produite précocement après l'implantation de l'embryon, ce qui en fait un **marqueur fiable de grossesse**.

Conçu pour une **utilisation simple et rapide**, ce test permet une lecture visuelle claire grâce à l'apparition de bandes colorées indiquant un résultat positif ou négatif. Il est adapté aussi bien à un **usage professionnel** (cabinets médicaux, centres de santé, pharmacies) qu'à un **usage individuel**, selon les conditions d'utilisation recommandées.

Le test hCG offre une **réponse rapide**, facilitant la prise de décision et l'orientation clinique ou personnelle. Son format compact permet un stockage aisé et une manipulation pratique.

Caractéristiques principales

- Test de grossesse **hCG**
- Détection qualitative de l'hormone hCG dans l'urine
- Test rapide à lecture visuelle
- Résultat clair positif / négatif

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Utilisation simple, sans équipement spécifique
- Format compact et pratique
- Convient à un usage professionnel ou individuel

Domaines d'application

- Dépistage précoce de la grossesse
- Cabinets médicaux et gynécologiques
- Centres de santé et pharmacies
- Utilisation personnelle encadrée
- Orientation diagnostique initiale

Indications

- Confirmation d'une suspicion de grossesse
- Aide à la décision clinique ou personnelle
- Dépistage rapide avant consultation médicale

Le **test de grossesse hCG** constitue une solution **fiable, rapide et facile à utiliser** pour la détection précoce de la grossesse, répondant aux besoins des professionnels de santé comme des utilisateurs finaux.

Bandelette pour test rapide Hcg

Echantillon: Urine, serum, plasma

Méthode: immunochromatographie

Hormone dosée: Hcg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/11089-bandelette-urinaire-hcg-pour-test-rapide-de-grossesse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com