

FICHE PRODUIT

Dispositif supraglottique stérile I-GEL PLUS pour gestion des voies aériennes Boîte de 10

Référence : SOC-820100

Points forts

- Dimension : Sonde d'intubation 4 mm

Description du produit

Dispositif supraglottique i-gel Plus : l'évolution du masque laryngé i-gel

Le **i-gel Plus d'Intersurgical** est un dispositif supraglottique (masque laryngé) de **2e génération** à **manchette non gonflable**, version améliorée du i-gel introduit en 2007. Comme son prédécesseur, sa manchette est fabriquée dans un élastomère thermoplastique souple de type gel, préformé anatomiquement pour épouser les cordes vocales et les structures périlaryngées, assurant une étanchéité optimale sans brassard à gonfler.

Ce qui distingue le i-gel Plus du i-gel standard

Le i-gel Plus intègre plusieurs améliorations conçues pour renforcer les performances du dispositif :

- **Canal de drainage gastrique élargi** : son diamètre accru permet l'insertion d'une sonde gastrique de plus gros calibre.
- **Rampe d'aide à l'intubation** : située à la sortie du canal de ventilation, elle optimise le dispositif comme conduit pour une intubation à l'aveugle.
- **Pointe de manchette allongée** : ce léger prolongement améliore le joint œsophagien et l'étanchéité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Port d'oxygène supplémentaire** : permet une supplémentation en oxygène, une fonction déjà présente sur le i-gel O2 Resus.

Une manchette en gel non gonflable : sécurité et rapidité

Comme tous les dispositifs i-gel, le i-gel Plus utilise un **matériau souple de type gel** qui élimine le besoin de gonfler une manchette. Ce principe offre plusieurs avantages :

- **Réduction du risque de traumatisme par compression** des tissus, sans pression exercée par un ballonnet.
- **Application rapide et sûre** : gain de temps précieux au bloc comme en urgence.
- **Pas de risque de surgonflage** ni de dégonflage accidentel du brassard.

Un design pensé pour la sécurité

- **Connecteur standard 15 mm** : compatible avec les circuits de ventilation courants.
- **Bloc-morsure intégré** : réduit le risque d'obstruction des voies aériennes.
- **Canal gastrique** : permet l'accès et l'aspiration gastrique, réduisant le risque de régurgitation.
- **Marquage CE** : dispositif conforme aux exigences réglementaires.

Sans latex ni PVC, stérile et à usage unique

Le i-gel Plus est **exempt de latex et de PVC**, ce qui limite les risques de réaction allergique. Chaque dispositif est fourni **stérile**, à usage unique, dans un emballage protecteur à code couleur pour une identification rapide de la taille.

Domaines d'utilisation

Le i-gel Plus est indiqué en **anesthésie** pour la ventilation spontanée ou contrôlée lors d'interventions programmées, ainsi qu'en **réanimation et médecine d'urgence** pour la prise en charge des voies aériennes. Son joint œsophagien renforcé et son canal gastrique élargi le rendent particulièrement adapté aux situations où une pression intra-abdominale accrue est attendue (chirurgie laparoscopique, position de Trendelenburg). Il équipe les blocs opératoires, services d'urgence, SMUR et chariots de réanimation.

Tableau des tailles i-gel Plus

- **Taille 3** - Adultes de petite corpulence (30-60 kg)
- **Taille 4** - Adultes de corpulence moyenne (50-90 kg)
- **Taille 5** - Adultes de forte corpulence (plus de 90 kg)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

SOCIMED, votre fournisseur de matériel de gestion des voies aériennes

SOCIMED distribue les dispositifs supraglottiques i-gel Plus Intersurgical auprès des hôpitaux, cliniques, services d'urgence et ONG. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé ou pour identifier la taille adaptée à vos besoins.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventilation-et-intubation/11091-dispositif-supraglottique-sterile-i-gel-pour-gestion-des-voies-aeriennes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Dimension	Sonde d'intubation 4 mm

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - Taille 3 (petite)	SOC-8201001	
Taille - Taille 4 (moyenne)	SOC-8201002	
Taille - Taille 5 (grande)	SOC-8201003	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- FICHE

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com